



Medihoney® antibacteriële honing is een gestandaardiseerde antibacteriële honing, hoofdzakelijk van *Leptospermum sp.*, die gesellecteerd is voor zijn unieke wonderende eigenschappen en antibacteriële bacterioworking. Medihoney®'s antibacteriële wondgel is speciaal geformuleerd door 80% Medihoney®'s antibacteriële honing te combineren met natuurlijke wassen en oliën voor het verkrijgen van een hoogwaardige gel die makkelijk kan worden opgebracht en zich goed laat afwassen als het verband wordt gewisseld.

Medihoney®'s antibacteriële wondgel is een lokale preparaat dat kan worden gebruikt voor zowel chronische als acute wondverzorging. Het is klinisch werkzaam gebleken voor:

- het bieden van een vochtige omgeving voor het helen van de wond;
- het beschermen van de wond door het vormen van een barrière tegen wondpathogenen, inclusief tegen antibiotic-resistente pathogenen;
- het schoonmaken van wonden;
- het snel verdrievan van stank;
- het verminderen van het infectie risico door bacteriën.

Medihoney®'s antibacteriële wondgel is een niet-hechende natuurlijke wondzalf en vermindert zodende beschadiging en pijn bij het wisselen van het verband.

Indications

- zweren aan beenvoet
- doorligplekken
- geïnfecteerde wonden
- met korst bedekte wonden
- necrotische wonden
- stinkende wonden
- operatiewonden
- donor- en ontvanger transplantatieplaatsen
- brandwonden
- oppervlakkige wonden zoals snijwonden, schrammen en scheefwonden
- oppervlakkige brandwonden
- algemene eerste hulp.

Eerste hulp wonden zoals operatiewonden, infectiewonden, brandwonden, zwerven aan het been en voetwonden, doorligplekken, diabeteswonden, inentingsspleeken, necrotische - pus- of stinkende wonden, dienen onder toezicht van een gezondheidsdeskundige behandeld te worden.

Gebruiksaanwijzing

- Bescherm de randen van de wond met een barriercreme.
- Medihoney®'s antibacteriële wondgel kan direct op de basis van de wond worden aangebracht.
- Voorkom direct contact tussen de wond en de tuin van de tube.
- Zorg ervoor dat Medihoney®'s antibacteriële wondgel volledig contact maakt met de basis van de wond - ongeveer 3 mm dik. Meen opbrengt als er wondvocht achter is.
- Een geschied, niet-klevende steriele pad of zwachtel dient over de Medihoney®'s antibacteriële wondgel aangebracht te worden.
- De zwachtel dient het wondvocht te kunnen absorberen (uitzweten).
- Medihoney®'s antibacteriële wondgel kan tot 7 dagen op de wond blijven, afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid vocht. Het verband moet worden vervangen als het verbandig is met wondvocht of als het dekkend verloopt.
- Bij het verwijderen van het verband kunnen de wassen die aanwezig zijn in Medihoney®'s antibacteriële wondgel achterblijven en een beschermende laag vormen. Deze wassen kunnen elke keer dat het verband wordt gewisseld worden weggewassen.

Contra-indications

- Niet toepassen bij mensen die eerder een allergische reactie voor honing vertoond hebben.

Opmerkingen

- Bij het openen van de tube kan een kleine hoeveelheid honing zichtbaar zijn. Dit is normaal en duidt niet op kwaliteitsverlies van het product.
- Als het doek weesje vervuild is, kan de wond groter en dieper lijken. Deze doeneit moet gepaard gaan met een verbeterd aantal van de wond.

Waarschuwing

- Bij het openen van een andere reacție dan een kooldraad prikkeld gevoel moet het product worden verwijderd en het betroffen gedekte worden gewassen.
- Dient voorzichtig en met uiterste zorg op de ernstig vochtige wonden aangebracht te worden.

Enkel voor gebruik door een dezelfde patiënt

Het product is alleen steriel totdat de verzegeling wordt verbroken. Niet gebruiken als de tube beschadigd is.

Te gebruiken binnen 4 maanden na opening.

O Mel Medicinal Bactericida MediHoney® é um mel antibacteriano padrão, de base predominantemente *Leptospermum sp.*, selecionado pelas suas propriedades únicas da limpeza de feridas e como proteção bacteriana. O Gel Bactericida para Feridas MediHoney® foi especialmente formulado, combinando 80% MediHoney®'s antibacteriano medu MediHoney® com óleos e óleos naturais para fornecer um gel de alta viscosidade, fácil de aplicar e com boas características de eliminação quando se muda o vínculo.

O Gel Bactericida para Feridas MediHoney® é um preparado de aplicação tópica que pode utilizar-se no tratamento de feridas crônicas e agudas. Demonstra ser clinicamente eficaz para:

- Formecer um ambiente curativo húmid para a ferida
- Proteger a ferida criando uma barreira de defesa contra os elementos patogénicos da ferida, incluindo estípulas resistentes a antibióticos
- Apresentar feridas mais limpas
- Remover rapidamente os muco adores das feridas
- Reduzir o risco de infecção por bactérias

O Gel Bactericida para Feridas MediHoney® é um curativo natural não-adesivo, e, por conseguinte, reduz o trauma e a dor quando se muda a compressa.

Indicações

- Úlceras da perna/pé
- Úlceras de pressão
- Feridas infecadas
- Feridas esfaturadas
- Feridas com mau odor
- Feridas cirúrgicas
- Locais de encontro de dador e de receptor
- Quimeaduras
- Povrchnová poranění, jako řezné rány, poškrábaní, odření
- Povrchnové popáleniny
- Všeobecnou první pomoc

Feridas consideradas graves como feridas resultantes de cirurgia, infecções, queimaduras, úlceras da perna/pé, úlceras de pressão ou escaras, feridas diabéticas, locais de encontro de dador e de receptor, feridas necróticas, esfaturadas ou com mau cheiro, devem ser tratadas com a supervisão de um profissional de saúde.

Návod k použití

- Naneste na ránku okraj rány ochranný krém
1. Proteja os bordos da ferida com um creme de proteção
2. Antibakteriálni gel na rány MediHoney® se může aplikovat přímo na ránu. Využívejte se přímo kontaktu mezi ránu a tuňkou tuby.
3. Zajistěte, aby Antibakteriálni gel na rány MediHoney® byl v kontaktu s celým povrchem rány - přiblížit v houště 3 mm. Pokud se vyskytuje v ráně tekutina, aplikujte větší množství.
4. Ránu ošetřenou antibakteriálním lečivím medem MediHoney® zakryte vhodným sterilním kusem vaty nebo obvazem.
5. Obvaz by měl být dostatečně absorbční tak, aby dokázal absorbovat tekutiny vytékající z rány (exsudát)
6. Antibakteriálni gel na rány MediHoney® se může použít na ránu až 7 dní v závislosti na množství tekutiny v oblasti. Obvaz se vyměňte až po vysušení tekutiny, alespoň každý den.
7. Po odstranění obvazu se mohou použít vosky obsažené v Antibakteriálnim gelu na rány MediHoney® na ránu, takže tvrdé ochrannou vrstvu. Tyto vosky se mohou omýt při každé výměně obvazu.
8. Aby se mohou použít vosky obsažené v Antibakteriálnim gelu na rány MediHoney® podem permanecer formando uma camada protectora. É possível eliminar estas ceras em cada mudança do curativo.

Contra-indicações

- Não toque em pessoas que demonstraram reacção alérgica ao mel.

Observações

- É possível observar uma pequena quantidade de mel quando se abre o tubo, isto é normal e não é uma indicação de deterioração do produto.
- A ferida pode parecer maior em termos de profundidade quando se limpam os tecidos mortos. Este aumento será acompanhado por uma melhor aparência imediata da ferida.

Precauções

- Não caso de se verificar qualquer reacção mais forte do que uma curta sensação de picada, retire a compressa e leve a área afectada.
- Deve ser usado com precaução e uma observação cuidada no caso de feridas com grande exsudação, já se zranení vyvíjí.

Enkel voor gebruik door een dezelfde patiënt

Het product is alleen steriel totdat de verzegeling wordt verbroken. Niet gebruiken als de tube beschadigd is.

Te gebruiken binnen 4 maanden na opening.

Para uso de um só paciente

O produto considera-se esterilizado apenas até o seu uso quebrado. Não utilize se o tubo estiver danificado.

Depois de aberto, consumir no prazo de 4 meses.

Antibakteriálni med MediHoney® je standardizovaný antibakteriálni med většinou se používá druh *Leptospermum sp.*, vybraný pro své unikátní vlastnosti a jedinečnou schopnost čistit zranění. O Gél Bactericida para Feridas MediHoney® by vyrůst speciálně kombinován 80 % antibakteriální medu MediHoney®'s přírodní vosky a oleji a výsledkem je vysoká viskozita, snadno aplikovatelné a příjemné vůně.

O Gél Bactericida para Feridas MediHoney® je přípravek pro mlžný použití, který se může používat k ošetřování jak akutních, tak chronických poranění. Klinicky je prokázaná jeho účinnost při:

- zajištění vhodného prostředí při hojení ran
- ochrany ran vytvořené bariéry proti patogenům ran, včetně kmenů bakterií odolných proti antibiotiků
- čistění ran
- rychlého odstranění zápacu
- mírného zlepování ran
- odstraňování mucozích adorů ran
- reduzování rizika bakteriální infekce

O Gél Bactericida para Feridas MediHoney® je un curativo natural não-adesivo, e, por conseguinte, reduz o trauma e a dor quando se muda a compressa.

Indicações

- Úlceras da perna/pé
- Úlceras de pressão
- Feridas infecadas
- Feridas esfaturadas
- Feridas com mau odor
- Feridas cirúrgicas
- Locais de encontro de dador e de receptor
- Quimeaduras
- Povrchnová poranění, jako řezné rány, poškrábaní, odření
- Povrchnové popáleniny
- Všeobecnou první pomoc

Ošetření významných poranění, jako jsou chirurgické či infekční rány, popáleniny, běrové rány, lakové rány, diabetické rány, místa odběru a příjmu štěpů, nekrotické, mokvající nebo zapáčující rány, by mělo probudit podlehlém zdravotnického odborníka.

Návod k použití

1. Naneste na ránu okraj rány ochranný krém
2. Antibakteriálni gel na rány MediHoney® se může aplikovat přímo na ránu. Využívejte se přímo kontaktu mezi ránu a tuňkou tuby.
3. Zajistěte, aby Antibakteriálni gel na rány MediHoney® byl v kontaktu s celým povrchem rány - přiblížit v houště 3 mm. Pokud se vyskytuje v ráně tekutina, aplikujte větší množství.
4. Ránu ošetřenou antibakteriálním lečivem medem MediHoney® zakryte vhodným sterilním kusem vaty nebo obvazem.
5. Obvaz by měl být dostatečně absorbční tak, aby dokázal absorbovat tekutiny vytékající z rány (exsudát)
6. Antibakteriálni gel na rány MediHoney® se může použít na ránu až 7 dní v závislosti na množství tekutiny v oblasti. Obvaz se vyměňte až po vysušení tekutiny, alespoň každý den.
7. Po odstranění obvazu se mohou použít vosky obsažené v Antibakteriálnim gelu na rány MediHoney® na ránu, takže tvrdé ochrannou vrstvu. Tyto vosky se mohou omýt při každé výměně obvazu.
8. Aby se mohou použít vosky obsažené v Antibakteriálnim gelu na rány MediHoney® podem permanecer formando uma camada protectora. É possível eliminar estas ceras em cada mudança do curativo.

Contra-indicações

- Não toque em pessoas que demonstraram reacção alérgica ao mel.

Observações

- É possível observar uma pequena quantidade de mel quando se abre o tubo, isto é normal e não é uma indicação de deterioração do produto.
- A ferida pode parecer maior em termos de profundidade quando se limpam os tecidos mortos. Este aumento será acompanhado por uma melhor aparência imediata da ferida.

Precauções

- Não caso de se verificar qualquer reacção mais forte do que uma curta sensação de picada, retire a compressa e leve a área afectada.
- Deve ser usado com precaução e uma observação cuidada no caso de feridas com grande exsudação, já se zranení vyvíjí.

Enkel voor gebruik door een dezelfde patiënt

Het product is alleen steriel totdat de verzegeling wordt verbroken. Niet gebruiken als de tube beschadigd is.

Te gebruiken binnen 4 maanden na opening.

Para uso de um só paciente

O produto considera-se esterilizado apenas até o seu uso quebrado. Não utilize se o tubo estiver danificado.

Depois de aberto, consumir no prazo de 4 meses.

Antibakteriálni med MediHoney® je standardizovaný antibakteriálni med většinou se používá druh *Leptospermum sp.*, vybraný pro své unikátní vlastnosti a jedinečnou schopnost čistit zranění. O Gél Bactericida para Feridas MediHoney® by vyrůst speciálně kombinován 80 % antibakteriální medu MediHoney®'s přírodní vosky a oleji a výsledkem je vysoká viskozita, snadno aplikovatelné a příjemné vůně.

O Gél Bactericida para Feridas MediHoney® je přípravek pro mlžný použití, který se může používat k ošetřování jak akutních, tak chronických poranění. Klinicky je prokázaná jeho účinnost při:

- zajištění vhodného prostředí při hojení ran
- ochrany ran vytvořené bariéry proti patogenům ran, včetně kmenů bakterií odolných proti antibiotiků
- čistění ran
- rychlého odstranění zápacu
- mírného zlepování ran
- odstraňování mucozích adorů ran
- reduzování rizika bakteriální infekce

O Gél Bactericida para Feridas MediHoney® je un curativo natural não-adesivo, e, por conseguinte, reduz o trauma e a dor quando se muda a compressa.

Indicações

- Úlceras da perna/pé
- Úlceras de pressão
- Feridas infecadas
- Feridas esfaturadas
- Feridas com mau odor
- Feridas cirúrgicas
- Locais de encontro de dador e de receptor
- Quimeaduras
- Povrchnová poranění, jako řezné rány, poškrábaní, odření
- Povrchnové popáleniny
- Všeobecnou první pomoc

Ošetření významných poranění, jako jsou chirurgické či infekční rány, popáleniny, běrové rány, lakové rány, diabetické rány, místa odběru a příjmu štěpů, nekrotické, mokvající nebo zapáčující rány, by mělo probudit podlehlém zdravotnického odborníka.

Návod k použití

1. Naneste na ránu okraj rány ochranný krém
2. Antibakteriálni gel na rány MediHoney® se může aplikovat přímo na ránu. Využívejte se přímo kontaktu mezi ránu a tuňkou tuby.
3. Zajistěte, aby Antibakteriálni gel na rány MediHoney® byl v kontaktu s celým povrchem rány - přiblížit v houště 3 mm. Pokud se vyskytuje v ráně tekutina, aplikujte větší množství.
4. Ránu ošetřenou antibakteriálním lečivem medem MediHoney® zakryte vhodným sterilním kusem vaty nebo obvazem.
5. Obvaz by měl být dostatečně absorbční tak, aby dokázal absorbovat tekutiny vytékající z rány (exsudát)
6. Antibakteriálni gel na rány MediHoney® se může použít na ránu až 7 dní v závislosti na množství tekutiny v oblasti. Obvaz se vyměňte až po vysušení tekutiny, alespoň každý den.
7. Po odstranění obvazu se mohou použít vosky obsažené v Antibakteriálnim gelu na rány MediHoney® na ránu, takže tvrdé ochrannou vrstvu. Tyto vosky se mohou omýt při každé výměně obvazu.
8. Aby se mohou použít vosky obsažené v Antibakteriálnim gelu na rány MediHoney®